


DUAL-TOP

ANCHOR SYSTEM



🇫🇷 Alliage de titane biocompatible de qualité chirurgicale

🇬🇧 Surgical Grade Biocompatible Titanium Alloy

🇫🇷 Filet à contrefort inversé pour un ancrage sûr

🇬🇧 Reverse buttress thread design for secure anchorage

🇫🇷 Ancrage temporaire conçu avec précision pour une planification souple et efficace du traitement

🇬🇧 Precision-engineered temporary anchorage for flexible and effective treatment planning

🇫🇷 Le col surdimensionné empêche la croissance excessive des tissus

🇬🇧 Oversized collar inhibits tissue overgrowth

🇫🇷 La tige transmuqueuse supérieure lisse empêche l'adhésion des tissus mous

🇬🇧 Smooth upper transmucosal shaft inhibits soft tissue adhesion

🇫🇷 L'embout cannelé auto-forant assure une mise en place sûre et sécurisée au fauteuil, sans qu'il soit nécessaire de percer les tissus ou de procéder à un pré-perçage

🇬🇧 Self-drilling fluted tip ensures safe and secure seating chairside, without need for tissue punching or pre-drilling

🇫🇷 Les Mini-vis Dual-Top améliorent considérablement les possibilités de traitement et vous apportent de nombreuses possibilités biomécaniques. Les Mini-vis peuvent être posées au fauteuil par le praticien et chargées immédiatement. Auto-forantes et auto-taraudantes, leur mise en place est aisée et rapide.

🇬🇧 The Dual-Top Temporary Anchorage Devices significantly improve the treatment possibilities and provide you with many biomechanical options. The TADs can be inserted by the dentist from the chair and loaded immediately. Self-drilling and self-tapping, they are easy and quick to install.



- Auto-forant et auto-taraudant
- Aucun perçage ou pré-incision, pas de recouvrement nécessaire
- 100% biocompatible - alliage Titane
- Insertion & retrait au fauteuil
- Peu épais de profil, confortable pour le patient
- Élimine les questions de coopération du patient



- Self-drilling and self-tapping
- No pilot hole, tissue punch, incision or flap necessary
- 100% biocompatible - Titanium alloy
- Chairside insertion & removal
- Low profile, comfortable for patient
- Eliminate patient compliance issues

Mini-Vis Dual-Top / Dual-Top TADS

							
Ø	Longueur Length	Tête Bouton Button Top	Tête Cruciforme Cross Top	Tête Cruciforme avec collerette Cross Top with Collar	Tête Bracket Bracket Top	Tête Lisse avec collerette Flat Top with Collar	JS pour Topjet JS for Topjet
1.4mm	6mm	ECG0111	ECG0211	ECG0511	ECG0311		
	8mm	ECG0112	ECG0212	ECG0512	ECG0312	ECG0612	
	10mm			ECG0520			
1.6mm	6mm	ECG0113	ECG0213	ECG0513	ECG0313		
	8mm	ECG0114	ECG0214	ECG0514	ECG0314	ECG0614	
	10mm	ECG0115	ECG0215	ECG0515	ECG0315	ECG0615	
	12mm			ECG0519			
2.0mm	6mm	ECG0116	ECG0216	ECG0516	ECG0316		
	8mm	ECG0117	ECG0217	ECG0517	ECG0317		
	10mm	ECG0118	ECG0218	ECG0518	ECG0318		ECG0700
	12mm						ECG0701
	14mm						ECG0702
	16mm						ECG0706
2.5mm	12mm						ECG0703
	14mm						ECG0704
	16mm						ECG0705

+S Version Stérile / Sterile Version

OPTION

❶ Les références des Mini-vis en **ORANGE** dans le tableau ci-dessus sont disponibles en version stérile. Elles peuvent être commandées en ajoutant simplement le suffixe -S à la fin de la référence d'origine.

❷ TADS part-numbers in **ORANGE** in the table above are available in sterile version. They can be ordered simply by adding the suffix -S to the end of the original part number.

Accessoires / Accessories

Unité de vente / Each package contains : 1

ECG0230-3

Bloc de rangement de mini-vis
TAD System storage block

ECG0230-2


Mini bloc de rangement de mini-vis
TAD System mini storage block

ECG0231

Foret pilote diamètre 1mm
Pilot drill 1mm diameter



ECG0230-3



ECG0230-2



ECG0231

Tournevis / Drivers



Tournevis droit
Straight Angle Hand Driver

ECG0232



Tournevis Contre-Angle
Contra Angle Hand Driver

ECG0233



Tournevis à couple
Torque limiting driver

ECG0234

Tournevis Contre-Angle digital à Batterie

Battery-Powered Contra Angle Screwdriver

ECG0240

Type de Batterie / Battery type

Capacité / Capacity

Vitesse / Speed

Torque

Dimension / Size

Poids / Weight

Li-polymère / Li-polymer

7.4V DC / 360 mAh

15, 30, 45, 60 RPM $\pm$ 10%

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35N cm $\pm$ 10%

30 x 28 x 200mm

150g

- Panneau de commande à boutons-poussoirs et écran LCD facile à utiliser
- Lorsque la valeur du torque est supérieure à celle définie, l'appareil s'arrête
- Rotation inversée pour un retrait sûr et efficace de la mini-vis ou de l'implant

- Easy-to-use push-button control panel and LCD display
- When the torque value exceeds the set value, the unit stops
- Reverse rotation for safe and efficient removal of the mini-screw or implant



Embout / Shafts

Unité de vente / Each package contains : 1

ECG0100

Clé embout tête bouton A pour contre angle

Button driver A shaft for contra angle

ECG0110

Clé embout tête bouton A pour tournevis

Button driver A shaft for hand driver body

ECG0200

Clé embout tête cruciforme B pour contre angle

Cross driver B shaft for contra angle

ECG0210

Clé embout tête cruciforme B pour tournevis

Cross driver B shaft for hand driver body

ECG0300

Clé embout tête bracket C pour contre angle

Bracket driver C shaft for contra angle

ECG0310

Clé embout tête bracket C pour tournevis

Bracket driver C shaft for hand driver body



Ressorts avec Œillets / Springs with Eyelets

- Œillets de plus grand diamètre conçus pour s'adapter directement aux mini-vis Dual-Top
- Ressorts hélicoïdaux superélastiques en nickel-titane avec œillets d'engagement en acier inoxydable.
- Larger-diameter eyelets designed to fit directly onto Dual-Top TADs
- Super-elastic nickel-titanium coil springs with stainless steel eyelets.



La longueur passive indique la distance entre le centre des œillets.
The passive length indicates the distance between the center of the eyelets.



Unité de vente / Each package contains : 10

Longueur Passive/ Passive Length	7mm	8mm	9mm	10mm	12mm	15mm
Ressort NiTi fermé .010"x.030" TAD NiTi Coil Springs	G00304		G00301		G00302	G00303
Ressort NiTi .010"x.030" forme ovale TAD NiTi Coil Springs with Oval Eyelets		G00305		G00306	G00307	

Arcs de Distalisation Maxillaire Wilson avec Dual-Top Wilson Maxillary Distalizing Arches for use with TADs

Unité de Vente Package contains			
G00351	3	Arc de distalisation maxillaire taille 1 (83mm) Maxillary distalizing arch size 1 (83mm)	
G00352	3	Arc de distalisation maxillaire taille 2 (86mm) Maxillary distalizing arch size 2 (86mm)	
G00353	3	Arc de distalisation maxillaire taille 3 (89mm) Maxillary distalizing arch size 3 (89mm)	
G00354	3	Arc de distalisation maxillaire taille 4 (92mm) Maxillary distalizing arch size 4 (92mm)	
G00355	3	Arc de distalisation maxillaire taille 5 (95mm) Maxillary distalizing arch size 5 (95mm)	
G00360	1	Selecteur d'arc de distalisation Distalizing arch selector	

Pinces & Crochets / Pliers & Hooks

Unité de Vente Package contains			
T00132	1	Pince à former les baïonnettes 0.5mm Step plier 0.5mm	
T00134	1	Pince à former les baïonnettes 1.0mm Step plier 1.0mm	
I00129	1	Pince à sertir les crochets RMO-Schweickhardt RMO-Schweickhardt crimpable hook plier	
T00130	1	Pince à sertir les crochets Crimpable hook plier	
A00138	10	Crochet boule à sertir Crimpable hook	
A00139	10	Crochet long à sertir Long crimpable hook	